

Violine > Darmsaiten > Eudoxa-Steif

www.pirastro.com 8. Dezember 2025

Seite 1 von 2



# Eudoxa-Steif

- besponnene Darmsaite
- dunkler und kraftvoller Klang
- Alternative zu Eudoxa D- und G-Saiten
- geringe Saitenspannung

**BESCHREIBUNG** 

## Eudoxa-Steif Violinsaiten

## Eigenschaften

- Der Schafsdarmkern der Eudoxa-Steif Saiten wird in einem aufwendigen Prozess nach traditioneller Art und Weise in Handarbeit hergestellt.
- Eudoxa-Steif D- und G-Saiten klingen dunkler und kraftvoller als die Standard Eudoxa Saiten.
- pro 1/4 PM ändert sich die Spannung um 3%

## Stärken

• Die Ausführung "steif" ist in vier Stärken in Schritten von 1/4 PM und lang lieferbar.

## Saitenhalter

• Eudoxa-Steif D- und G-Saiten haben einen Knoten.



www.pirastro.com 8. Dezember 2025

Seite 2 von 2

Violine > Darmsaiten > Eudoxa-Steif

Verpackung

• langgelegt

#### Größen

• Eudoxa-Steif Saiten sind nur in 4/4 erhältlich.

#### **AUSWAHL**

TON	ARTIKELBESCHREIBUNG	GRÖSSE	kg	WIRBEL	SAITENHALTER	ART.NR.
D	Darm/Aluminium 16 1/2 Lang	4/4	3,6		<u></u>	213332
D	Darm/Aluminium 16 3/4 Lang	4/4	3,8	_		213342
D	Darm/Aluminium 17 Lang	4/4	3,9			213352
D	Darm/Aluminium 17 1/4 Lang	4/4	4,0			213362
G	Darm/Silber 15 1/2 Lang	4/4	3,6			213432
G	Darm/Silber 15 3/4 Lang	4/4	3,8	_		213442
G	Darm/Silber 16 Lang	4/4	4,0		_ <del></del> G€	213452
G	Darm/Silber 16 1/4 Lang	4/4	4,1			213462

#### **KOLOPHONIUM**

Für Eudoxa-Steif Saiten empfehlen wir unser Eudoxa Kolophonium.

#### Hinweis

Diese Datei beinhaltet Daten, Texte, Abbildungen, grafische Darstellungen und Informationen aller Art, die marken- und/oder urheberrechtlich, gegebenenfalls auch zugunsten Dritter geschützt sind. Es ist daher nicht gestattet, diese Datei insgesamt oder einzelne Teile hiervon ohne Zustimmung des ieweiligen Urhebers/Rechteinhabers zu vervielfältigen und zu verbreiten. § 53 UrhG bleibt unberührt.